

# LAGERUNG & HALTBARKEIT

## Konzentrate



### Lagerung:

Bitte achten Sie darauf, die geschlossenen Konzentratgebilde möglichst kühl, trocken und sauber zu lagern. Eine Lagerung unmittelbar neben stark ausdünstenden Stoffen (Benzin, Farben, Lösungsmitteln etc.) ist unbedingt zu vermeiden.

### Haltbarkeit:

	Haltbarkeit	bei
geschlossen	15 Monate 12 Monate	Raumtemperatur (18 – 22 °C) höheren Temperaturen bis max. ca. 35 °C
geöffnet	ca. 10 - 12 Wochen ca. 4 – 6 Wochen	Raumtemperatur (18 – 22 °C) höheren Temperaturen bis max. 35 °C

### Zusätzliche Hinweise:

Bei allen genannten Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte. Verbindliche Aussagen können aufgrund unterschiedlichster Umgebungsvariablen nicht getroffen werden.

Die genannten Haltbarkeiten beziehen sich auf das Konzentrat. Zu entnommenem Fertiggetränk können wir keine Aussage über Haltbarkeiten treffen. Wir empfehlen, das Fertiggetränk nach Entnahme kurzfristig zu verzehren.

Bei den Konzentraten handelt es sich um Lebensmittel, entsprechend sollte hygienisch mit ihnen umgegangen werden.

So sind beim Befüllen der Getränkespender folgende Punkte zu beachten:

- Einweghandschuhe tragen
- die Konzentratschläuche immer über der CMB-Kupplung anfassen
- Konzentratschläuche regelmäßig durchspülen. Hierzu einfach ein sauberes Gefäß mit Trinkwasser durch Betätigen der Wassertaste befüllen, die Schläuche in das Gefäß halten und kurz die Taste zur Entnahme des Getränks betätigen, bis aus dem Auslauf nur noch klares Wasser fließt.
- Anbruchdatum auf dem neuen Konzentrat-Gebinde im dafür vorgesehenen Feld notieren
- evtl. im Spender verschüttetes Konzentrat mit einem sauberen Tuch aufnehmen und mit sauberem Wasser nachreinigen

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter der Durchwahl **02234-95549 27** gerne zur Verfügung!

Stand dieser Information: Januar 2018